



CITROMED SOAP P.M.C. Reg. Min. Sal. N°14623

Sapone liquido per l'antisepsi generale della cute

Citromed Soap è un sapone liquido antisettico, pronto all'uso, indicato per l'antisepsi e la detersione della cute non lesa e, in particolare, per il lavaggio igienico delle mani.

Costituito dal principio attivo Benzalconio cloruro, dimostra elevata attività battericida nei confronti di batteri, funghi e loro spore, lieviti, alghe a struttura lipofila. Contiene sostanze emollienti e dermoprotettive . pH fisiologico.

Indicato per ottenere una rigorosa asepsi delle mani ed un alto livello di igiene delle mani nella pratica medico chirurgica, nei centri comunitari (case di riposo, asili, scuole, alberghi, mense, uffici, aeroporti, industrie.



TECNICA STANDARD PER IL LAVAGGIO DELLE MANI
(Annex B CEN/TC 216 EN 1499)

ISTRUZIONI PER L'USO

Versare una piccola quantità nel cavo della mano e frizionare per almeno 1 minuto, risciacquare poi ripetere l'operazione.

1. Frizionare palmo su palmo
2. Frizionare palmo destro su dorso sinistro e viceversa
3. Frizionare palmo su palmo con le dita intrecciate
4. Frizionare i dorsi delle dita di una mano sui palmi delle dita dell'altra mano, tenendo le dita unite
5. Frizionare con movimenti rotatori il pollice destro stretto nel palmo sinistro e viceversa
6. Frizionare con movimenti rotatori, avanti e indietro, tenendo le dita strette, la mano destra nel palmo sinistro e viceversa.

EFFICACIA BIOCIDA

Citromed soap è conforme alle norme:

- EN 1040, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa.
- PrEN12054.
- EN 1499

SOLO PER USO PROFESSIONALE

- pH: 4.5 - 5.5
- Colore: verde
- Densità: 1.000 - 1.040 (20°C).
- 100g di prodotto contengono (p/p):
principio attivo: benzalconio cloruro g 0,20

SICUREZZA

Per ulteriori informazioni e per istruzioni sulla sicurezza si prega di consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza.

STOCCAGGIO

Tenere lontano da materie combustibili e riduttori (ammine), acidi, basi, composti di metalli pesanti (acceleratori, dissecanti, sali metallici). Conservare a temperatura ambientale.

CONFEZIONE

Cartone da 12 flaconi da 500 ml
Cartone da 12 flaconi da 1 lt
Cartone da 4 taniche da 5 lt

CODICE

9074860 12 X 500 ml
9074880 12 X 1L
9074920 4 X 5L